

## *CT005 Hardness Single Shot TH TEST*

**1** ➡ METTRE **20** ml d'eau à analyser dans le tube



**2** ➡ METTRE **1** goutte **CT005**


Tenir CT005 bien droit



**AGITER**



Continuer à rajouter goutte par goutte le réactif jusqu'à l'obtention de la couleur **bleue** (virage du **rouge-rose-violet** au **bleu**)



**3** ➡ RESULTAT / RESULT

**TH (degré français) = Nombre de gouttes CT005**

Si couleur **BLEUE** à la première goutte alors TH est compris entre 0 et 1

## Titration produits lave-vaisselle en fonction de la dureté de l'eau

1 ➡ Mettre en service le lave-vaisselle et le doseur

2 ➡ Attendre quelques minutes, puis prélever à l'aide du bécher l'eau du bain de lavage.



METTRE 10 ml d'eau à analyser dans le tube

3 ➡ Mettre 2-3 gouttes de **PA1** dans le tube contenant 10ml d'eau à analyser puis agiter. La solution devient **ROSE**



Si solution pas **ROSE** => contrôler fonctionnement du doseur car il n'y a pas d'apport de produit dans le bain de lavage

4 ➡ Ajouter dans le tube goutte par goutte en les comptant **ALK6**  
En remuant entre chaque goutte jusqu'à disparition de la couleur **ROSE**  
Quand la solution est transparente, dosage terminée.





Tenir ALK6 bien droit



Résultat

Rappel



# TITROBOX HP

**ref. EQFR30000**

Version 26-02-2025

Dureté de l'eau en °degré F	GREEN'R AUTODISH S	GREEN'R AUTODISH H ULTRA	GREEN'R AUTODISH +C
	Formule 1051	Formule 1062	Formule 1063
	Ecolabel	Ecolabel	Ecolabel
5	1g/l		
10	1,5 g/l		
15	2 g/l	1g/l	0,4 g/l
20	3 g/l	1,2g/l	0,7 g/l
25	4 g/l	1,6g/l	0,9 g/l
30		2,4 g/l	1,4 g/l
35		3 g/l	1,8 g/l

Dosage	GREEN'R AUTODISH S
1 GR / L	5 gouttes
1,5 GR / L	9 gouttes
2 GR / L	13 gouttes
2,5 GR / L	15 gouttes
3 GR / L	18 gouttes
3,5 GR / L	21 gouttes
4 GR / L	24 gouttes



Dosage	GREEN'R AUTODISH H ULTRA	GREEN'R AUTODISH +C	GREEN'R AUTODISH SOLID
0,2 GR / L			6 gouttes
0,4 GR / L		6 gouttes	10 gouttes
0,6 GR / L		8 gouttes	15 gouttes
0,8 GR / L		11 gouttes	18 gouttes
1 GR / L	7 gouttes	14 gouttes	24 gouttes
1,2 GR / L	8 gouttes	16 gouttes	27 gouttes
1,4 GR / L	10 gouttes	18 gouttes	32 gouttes
1,6 GR / L	12 gouttes	21 gouttes	37 gouttes
1,8 GR / L	13 gouttes	24 gouttes	39 gouttes
2 GR / L	15 gouttes	26 gouttes	43 gouttes
2,5 GR / L	18 gouttes		
3 GR / L	22 gouttes		



# TITROBOX HP

ref. EQFR30000

Version 26-02-2025

