



# PHAGO

## PHAGO'SPRAY GLA



Détergent Écologique Désinfectant



- Pour toutes les surfaces domaine santé, hôtellerie, cuisines et bureaux
- Ne laisse aucune trace de substance biocide après application
- Sans rinçage



### INDICATION

PHAGO'SPRAY GLA est un désinfectant écologique prêt à l'emploi. Il convient pour le nettoyage de toutes surfaces lavables (y compris en milieu alimentaire). Ne pas rincer, sauf si la surface peut se trouver en contact direct avec les denrées alimentaires ou les muqueuses.

Dans le cas de salissures très importantes, il est fortement recommandé d'effectuer un premier nettoyage afin de favoriser l'action de désinfection.

### COMPOSITION

Substances actives biocides : Acide peracétique (CAS : 79-21-0) 0,0125% m/m ; Acide glycolique (CAS : 79-14-1) 0,028% m/m

Composition : <5% agents de blanchiment oxygénés, désinfectants.

Contient aussi : eau, correcteur d'acidité, stabilisant, agent de surface non-ionique, agent de surface anionique.

95% des substances pouvant être biodégradées sont facilement biodégradables selon les lignes directrices OCDE 301.

99% du total des ingrédients sont d'origine naturelle.

TP2 – Désinfectant pour les surfaces, matériaux, équipements et mobilier sans contact direct avec les denrées alimentaires ou les animaux.

TP4 – Désinfectant pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires.

Détergent certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT «Ecodétergent» disponible sur <http://detergents.ecocert.com>.

### CARACTÉRISTIQUES

Aspect : liquide incolore

pH pur à 20°C : 3,0 – 3,7

Densité à 20°C : 1,010

### MODE D'EMPLOI

PHAGO'SPRAY GLA est prêt à l'emploi, ne pas diluer. Utilisez des gants et un vêtement de protection approprié. Il ne doit pas être rincé, sauf en cas de désinfection des surfaces susceptibles d'entrer en contact avec les denrées alimentaires où le PHAGO'SPRAY GLA doit être rincé à l'eau potable. (Conformément à l'arrêté du 8 septembre 1999 et ses modifications).

Pulvérisez sur un linge à usage unique et/ou appliquez sur la surface à désinfecter. Évitez de faire ruisseler le produit. Laissez agir 5 minutes pour une activité bactéricide, levuricide et virucide ou 15 minutes pour un spectre complet

### ACTIVITÉ ANTIMICROBIENNE

### TEMPS D'ACTION

|                                  |                                                                                          |                            |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <u>Bactéricide</u>               | EN 1276<br>EN 13697<br>EN 16615                                                          | 5 min<br>5 min<br>5 min    |
| <u>Levuricide</u>                | EN 1650 <i>C. albicans</i><br>EN 13697 <i>C. albicans</i><br>EN 16615 <i>C. albicans</i> | 5 min<br>5 min<br>5 min    |
| <u>Fongicide</u>                 | EN 1650<br>EN 13697<br>EN 16615                                                          | 15 min<br>15 min<br>15 min |
| <u>Virucide à spectre limité</u> | EN 14476 Adenovirus, Norovirus<br>EN 16777 Adenovirus, Norovirus                         | 5 min<br>5 min             |

Test réalisé en condition de saleté sur produit pur

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Les recommandations complètes relatives aux précautions d'usage et d'élimination du produit sont disponibles sur la fiche de données de sécurité.

Garder à l'abri du soleil direct.

Utiliser PHAGO'SPRAY GLA avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.

### RÉFÉRENCES ET CONSERVATION

Durée de conservation : 12 mois

Durée de conservation après ouverture : jusqu'à péremption

SA0300072

6 x 750mL

SA0300071

2 x 5L



**CHRISTEYNS**